Anexo 6

1. Instalaciones necesarias

```
dataset_name="Dataset003_ToothFairy2"

!pip install SimpleITK

Collecting SimpleITK

Downloading SimpleITK-2.3.1-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.wh1 (52.7 MB)

Installing collected packages: SimpleITK
Successfully installed SimpleITK-2.3.1

import os import numpy as np import SimpleITK as sitk

# Montar Google Drive from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')

Mounted at /content/drive

Mounted at /content/drive
```

2. Transformacion de imagenes 3d .mha a 2d nii.gz

Este script procesa imágenes médicas en formato MHA (Metalmage) ubicadas en el directorio de entrada (image_dir) junto con sus correspondientes etiquetas en el directorio (label_dir). Cada imagen MHA se compone de múltiples slices, aproximadamente 275 slices en promedio. El script itera sobre cada imagen, luego itera sobre cada slice de la imagen y su etiqueta correspondiente. Para cada slice, se realiza la conversión y se guarda como un archivo nii.gz. Los archivos nii.gz resultantes se guardan en los directorios de salida especificados (output_image_dir para las imágenes y output_label_dir para las etiquetas).

```
def convert_images_labels(image_dir, label_dir, output_image_dir, output_label_dir):
   # Obtener la lista de archivos de imágenes en el directorio de entrada
   image_files = sorted(os.listdir(image_dir))
    # Obtener la lista de archivos de etiquetas en el directorio de entrada
   label_files = sorted(os.listdir(label_dir))
   # Crear directorios de salida si no existen
   os.makedirs(output_image_dir, exist_ok=True)
   os.makedirs(output_label_dir, exist_ok=True)
   # Procesar cada par de imágenes y etiquetas
    for image_file, label_file in zip(image_files, label_files):
       # Leer la imagen
        image_path = os.path.join(image_dir, image_file)
        image = sitk.ReadImage(image_path)
        # Leer la etiqueta
       label_path = os.path.join(label_dir, label_file)
       label = sitk.ReadImage(label_path)
       # Obtener el nombre base (sin extensión) para el archivo de salida
       base_name = os.path.splitext(label_file)[0]
       # Iterar sobre cada slice y guardarlas con el nombre adecuado
        for idx, (image_slice, label_slice) in enumerate(zip(sitk.GetArrayFromImage(image), sitk.GetArrayFromImage(label))):
           # Guardar la imagen como archivo nii.gz en el directorio de salida de imágenes
           output_image_path = os.path.join(output_image_dir, f"{base_name}{idx:03d}_0000.nii.gz")
           sitk.WriteImage(sitk.GetImageFromArray(image_slice), output_image_path)
           # Guardar la etiqueta como archivo nii.gz en el directorio de salida de etiquetas
           output_label_path = os.path.join(output_label_dir, f"{base_name}{idx:03d}.nii.gz")
           sitk.WriteImage(sitk.GetImageFromArray(label_slice), output_label_path)
   print("Proceso completado.")
    # Obtener número de archivos en el directorio de salida de imágenes
   num images = len(os.listdir(output image dir))
    # Obtanon número do anchivos en el dinectorio de calida de etiquetas
```

```
# Obtener numero de archivos en el directorio de salida de etiquetas num_labels = len(os.listdir(output_label_dir))

print(f"Número de archivos en el directorio de salida de imágenes: {num_images}")

print(f"Número de archivos en el directorio de salida de etiquetas: {num_labels}")
```

2.1 Para Train dataset

```
# Directorios de entrada
image_dir = '/content/drive/MyDrive/saros/nnUNet/nnUNet_raw/Para_transformar_imagenes/imagenes'
label_dir = '/content/drive/MyDrive/saros/nnUNet/nnUNet_raw/Para_transformar_imagenes/labels'

# Directorios de salida
output_image_dir = '/content/drive/MyDrive/saros/nnUNet/nnUNet_raw/' + dataset_name + '/imagesTr'
output_label_dir = '/content/drive/MyDrive/saros/nnUNet/nnUNet_raw/' + dataset_name + '/labelsTr'
convert_images_labels(image_dir, label_dir, output_image_dir, output_label_dir)
```

Proceso completado.

Número de archivos en el directorio de salida de imágenes: 1620

Número de archivos en el directorio de salida de etiquetas: 1620

2.2 Para Test dataset

```
# Directorios de entrada
image_dir = '/content/drive/MyDrive/saros/nnUNet_nnUNet_raw/Para_transformar_imagenes/imagenes_test'
label_dir = '/content/drive/MyDrive/saros/nnUNet/nnUNet_raw/Para_transformar_imagenes/labels_test'

# Directorios de salida
output_image_dir = '/content/drive/MyDrive/saros/nnUNet/nnUNet_raw/' + dataset_name + '/imagesTs'
output_label_dir = '/content/drive/MyDrive/saros/nnUNet/nnUNet_raw/' + dataset_name + '/labelsTs'
convert_images_labels(image_dir, label_dir, output_image_dir, output_label_dir)
```

Proceso completado.

Número de archivos en el directorio de salida de imágenes: 548

Número de archivos en el directorio de salida de etiquetas: 548

3. Transformacion de fichero dataset.json: reducir el numero de clases de 42 a 4

Cambios en el fichero json:

- Reducir el numero de clases de 42 a 4
- Se cambió el valor de "tensorImageSize" de "4D" a "3D", para reflejar que las imágenes son 2D estáticas.
- Se cambió el valor de "file_ending" de ".mha" a ".nii.gz", para indicar que los archivos de entrada son archivos nii.gz.
- Se actualizó el valor de "numTraining" con el número real de archivos nii.gz disponibles en el conjunto de datos.
- Se añadió "regions_class_order": [1, 2, 3,4] segun requerimientos de nnUnet y "region based training"

Enlace a documentacion de nnUnet al respecto: https://github.com/MIC-DKFZ/nnUNet/blob/master/documentation/region_based_training.md

```
"labels": {
    "background": 0,
    "lower jawbone": 1,
    "upper jawbone": 2,
    "teeth": [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48],
    "resto": [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 29, 30, 38, 39, 40]
},
    "regions_class_order": [1, 2, 3, 4],
```